





VERGELIJKING / VERSCHILLEN HIDREX classicion/comfortion / DERMADRY

	HIDREX ClassicION	HIDREX ComfortION	DERMADRY
			
Behandelgebied ♦	H / V / O / G / N / R ♦	H / V / O / G / N / R ♦	H / V / O ♦
Geheugenfunctie	Ja voor H / V / O	Ja voor H / V / O / GNR	Nee (na behandeling naar standaardmodus)
Pulse-modus	Ja – 40P/60G	Ja – instelbaar in P/G: 40/60 30/70 20/80 10/90	Ja altijd 10P/90G
Gelijk-modus	Ja	Ja	Nee
Instelbare-Pulsefunctie	Nee	Ja	Nee
Instelbaar in	Volt	Volt	Ampere
Behandel weergave in	Volt	Volt	Volt
Automatische Polariteitswissel 	Nee (handmatig toepassen)	Ja (ook uit te zetten)	Ja
Instelbare therapietijd H/V	Nee = 15 min.	Ja	Nee = 20 min.
Instelbare therapietijd Oksels	Nee	Ja	Nee = 15 min.
Behandeling gezicht/nek/rug	Ja met accessoires	Ja met accessoires	Nee
Losse accessoires verkrijgbaar	Ja	Ja	Ja
Kinderslot	Nee	Nee	Ja (aan/uit 3 sec. indrukken voor start)
Veiligheidsfuncties	Ja*	Ja*	Ja#
Duo-behandeling mogelijk	Ja	Ja	Nee
App-besturing	Nee	Nee	Nee
Fabrieksgarantie	2 jaar	2 jaar	1 jaar

♦ Mogelijkheden voor: **Handen / Voeten / Oksels / Gezicht / Nek / Rug**

* Teveel therapie bewaking / Stroombegrenzing / Beveiliging tegen kortsluiting

Beveiliging tegen kortsluiting / Kinderslot